


Комплект клапанов Edwards nXDS, A73501803



Марка оборудования	Edwards
Серия / семейство	nXDS
Артикул	A73501803
Совместимые насосы	nXDS6i, nXDS10i, nXDS15i, nXDS20i, nXDS6iR, nXDS10iR, nXDS15iR, nXDS20iR

Карточка артикула; фотографию и состав поставки уточняют при заказе.

Назначение

Комплект выпускного клапана и газобалласта для стандартных и R-исполнений nXDS.

Выбор исполнения

Для исполнения С применяется A73501804. На nXDS20i и nXDS20iR требуются два комплекта A73501803 на насос.

Данные для подбора и поставки

Передайте модель, серийный номер, фотографию шильдика, обозначение комплекта и количество. Комплектность, происхождение, цену и срок поставки согласуют в предложении. Работы выполняют по руководству насоса.

Источник: Руководство производителя: запасные части

Карточка на сайте Ликлаб и запрос подбора