

Ремкомплект Pfeiffer Duo 6 M / MC, PK E01 043 CT

Pfeiffer Vacuum

PK E01 043 CT

Duo 6

Карточка артикула

Фотография и состав — при согласовании заказа

Марка оборудования Pfeiffer Vacuum

Серия / семейство Duo 6

Артикул PK E01 043 CT

Совместимые насосы Duo 6 M, Duo 6 MC

Карточка артикула; фотографию и состав поставки уточняют при заказе.

Назначение

Комплект Maintenance kit 2 для расширенного обслуживания насосов с магнитной муфтой.

Выбор исполнения

Уровень обслуживания 2. Для стандартного Duo 6 предусмотрен PK E01 042 CT. Комплект выбирают по исполнению, а не только по числу 6 в названии.

Данные для подбора и поставки

Передайте модель, серийный номер, фотографию шильдика, обозначение комплекта и количество. Комплектность, происхождение, цену и срок поставки согласуют в предложении. Работы выполняют по руководству насоса.

Источник: Руководство производителя: запасные части

Карточка на сайте Ликлаб и запрос подбора